



VARIA

KATALOG **2017**

STRONY **334 | 365**

Bibuła filtracyjna do analizy ilościowej i jakościowej

Bibuła filtracyjna produkcji firmy **MUNKTELL - FILTRAK**. Produkowana ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego. Przeznaczona do rutynowych analiz ilościowych lub jakościowych. Zawartość alfa-celulozy ok. 95%. Zawartość popiołu po spaleniu 0,1 - 0,2% dla bibuły jakościowych i poniżej 0,01% dla bibuły ilościowych. Bibuła o standardowej wytrzymałości mechanicznej o gramaturze 80g/m². Wymiary arkusza bibuły 580x580mm.

Numer	Nazwa produktu	prędkość filtracji	czas filtracji [s]
8 011 110 000	Bibuła filtracyjna ilościowa typ 388 (100szt)	wysoka	10
8 011 120 000	Bibuła filtracyjna ilościowa typ 389 (100szt)	średnia	20
8 011 130 000	Bibuła filtracyjna ilościowa typ 390 (100szt)	niska	100
8 011 210 000	Bibuła filtracyjna jakościowa typ 288 (100szt)	wysoka	10
8 011 220 000	Bibuła filtracyjna jakościowa typ 289 (100szt)	niska	100
8 011 230 000	Bibuła filtracyjna jakościowa typ 290 (100szt)	średnia	20

Sączone filtracyjne do analizy ilościowej

Sączone filtracyjne produkcji firmy **MUNKTELL - FILTRAK**. Produkowane ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego. Przeznaczone do rutynowych analiz ilościowych. Zawartość alfa-celulozy ok. 95%. Zawartość popiołu po spaleniu poniżej 0,01%. Sączone o standardowej wytrzymałości mechanicznej o gramaturze 80g/m². Pakowane po 100szt.

Numer	Nazwa produktu	czas filtracji [s]
8 012 110 550	Sączone filtracyjne ilościowe 55mm typ 388 (100szt)	10
8 012 110 700	Sączone filtracyjne ilościowe 70mm typ 388 (100szt)	10
8 012 110 900	Sączone filtracyjne ilościowe 90mm typ 388 (100szt)	10
8 012 111 100	Sączone filtracyjne ilościowe 110mm typ 388 (100szt)	10
8 012 111 250	Sączone filtracyjne ilościowe 125mm typ 388 (100szt)	10
8 012 111 500	Sączone filtracyjne ilościowe 150mm typ 388 (100szt)	10
8 012 111 850	Sączone filtracyjne ilościowe 185mm typ 388 (100szt)	10
8 012 112 400	Sączone filtracyjne ilościowe 240mm typ 388 (100szt)	10
8 012 120 550	Sączone filtracyjne ilościowe 55mm typ 389 (100szt)	20
8 012 120 700	Sączone filtracyjne ilościowe 70mm typ 389 (100szt)	20
8 012 120 900	Sączone filtracyjne ilościowe 90mm typ 389 (100szt)	20
8 012 121 100	Sączone filtracyjne ilościowe 110mm typ 389 (100szt)	20
8 012 121 250	Sączone filtracyjne ilościowe 125mm typ 389 (100szt)	20
8 012 121 500	Sączone filtracyjne ilościowe 150mm typ 389 (100szt)	20
8 012 121 850	Sączone filtracyjne ilościowe 185mm typ 389 (100szt)	20
8 012 122 400	Sączone filtracyjne ilościowe 240mm typ 389 (100szt)	20
8 012 130 550	Sączone filtracyjne ilościowe 55mm typ 390 (100szt)	100
8 012 130 700	Sączone filtracyjne ilościowe 70mm typ 390 (100szt)	100
8 012 130 900	Sączone filtracyjne ilościowe 90mm typ 390 (100szt)	100
8 012 131 100	Sączone filtracyjne ilościowe 110mm typ 390 (100szt)	100
8 012 131 250	Sączone filtracyjne ilościowe 125mm typ 390 (100szt)	100
8 012 131 500	Sączone filtracyjne ilościowe 150mm typ 390 (100szt)	100
8 012 131 850	Sączone filtracyjne ilościowe 185mm typ 390 (100szt)	100
8 012 132 400	Sączone filtracyjne ilościowe 240mm typ 390 (100szt)	100



Sączki filtracyjne do analizy jakościowej

Sączki filtracyjne produkcji firmy **MUNKTELL-FILTRAK**. Produkowane ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego. Przeznaczone do rutynowych analiz jakościowych. Zawartość alfa-celulozy ok. 95%. Zawartość popiołu po spaleniu - 0,01 - 0,2%. Sączki o standardowej wytrzymałości mechanicznej o gramaturze 80g/m². Pakowane po 100szt.

Numer	Nazwa produktu	czas filtracji [s]
8 012 210 550	Sączki filtracyjne jakościowe 55mm typ 288 (100szt)	10
8 012 210 700	Sączki filtracyjne jakościowe 70mm typ 288 (100szt)	10
8 012 210 900	Sączki filtracyjne jakościowe 90mm typ 288 (100szt)	10
8 012 211 100	Sączki filtracyjne jakościowe 110mm typ 288 (100szt)	10
8 012 211 250	Sączki filtracyjne jakościowe 125mm typ 288 (100szt)	10
8 012 211 500	Sączki filtracyjne jakościowe 150mm typ 288 (100szt)	10
8 012 211 850	Sączki filtracyjne jakościowe 185mm typ 288 (100szt)	10
8 012 212 400	Sączki filtracyjne jakościowe 240mm typ 288 (100szt)	10
8 012 220 550	Sączki filtracyjne jakościowe 55mm typ 289 (100szt)	20
8 012 220 700	Sączki filtracyjne jakościowe 70mm typ 289 (100szt)	20
8 012 220 900	Sączki filtracyjne jakościowe 90mm typ 289 (100szt)	20
8 012 221 100	Sączki filtracyjne jakościowe 110mm typ 289 (100szt)	20
8 012 221 250	Sączki filtracyjne jakościowe 125mm typ 289 (100szt)	20
8 012 221 500	Sączki filtracyjne jakościowe 150mm typ 289 (100szt)	20
8 012 221 850	Sączki filtracyjne jakościowe 185mm typ 289 (100szt)	20
8 012 222 400	Sączki filtracyjne jakościowe 240mm typ 289 (100szt)	20
8 012 230 550	Sączki filtracyjne jakościowe 55mm typ 290 (100szt)	100
8 012 230 700	Sączki filtracyjne jakościowe 70mm typ 290 (100szt)	100
8 012 230 900	Sączki filtracyjne jakościowe 90mm typ 290 (100szt)	100
8 012 231 100	Sączki filtracyjne jakościowe 110mm typ 290 (100szt)	100
8 012 231 250	Sączki filtracyjne jakościowe 125mm typ 290 (100szt)	100
8 012 231 500	Sączki filtracyjne jakościowe 150mm typ 290 (100szt)	100
8 012 231 850	Sączki filtracyjne jakościowe 185mm typ 290 (100szt)	100
8 012 232 400	Sączki filtracyjne jakościowe 240mm typ 290 (100szt)	100



Filtry strzykawkowe

Filtry strzykawkowe **PROFILL** jednorazowe, certyfikowane do HPLC. Średnica filtra 25mm, objętość próbki 1,5 - 100ml, max objętość martwa 0,1ml, powierzchnia filtracyjna 3,7cm², max ciśnienie robocze 5bar. W obudowie polipropylenowej. Standard Luer - Lock.

Filtry strzykawkowe **PROFILL PLUS** jednorazowe, certyfikowane do HPLC. Wyposażone w filtr wstępny z włókien szklanych. Średnica filtra 25mm, objętość próbki 1,5 - 100ml, max objętość martwa 0,3ml, powierzchnia filtracyjna 3,14cm², max ciśnienie robocze 7bar. W obudowie polipropylenowej. Standard Luer - Lock.

Rodzaje stosowanych membran:

RC (regenerowana celuloza) hydrofilowa, odporna na rozpuszczalniki. Bardzo duża prędkość przepływu i bardzo niski współczynnik wiązalności. Zastosowanie - do analiz wymagających maksimum retencji rozpuszczalnika w próbce biologicznej w analizach HPLC, GC i badaniach rozpuszczalności próbek. Polecana do analiz z białkami, peptydami i innymi biomolekułami. Nie zalecana do analiz z mocnymi kwasami, chloroformem i THF.

NYLON (poliamid) bardzo słabo ekstrahowany, hydrofilowy, charakteryzujący się dużą odpornością chemiczną, posiada wysoką stabilność termiczną do 50C i bardzo dużą prędkość przepływu. Oferuje najlepsze połączenie parametrów fizycznych spełniających większość ostrych wymogów analitycznych. Wykorzystywany w analizie HPLC, GC oraz badaniach rozpuszczalności próbek. Polecany do analiz z zasadami, większością rozpuszczalników wykorzystywanych w HPLC, alkoholami, węglowodorami aromatycznymi i THF. Nie zalecany do analiz z kwasami i agresywnymi halogenowanymi węglowodorami.

PTFE (teflon) hydrofobowy, wymaga wstępnego nawilżenia w przypadku używania wodnych rozpuszczalników. Odporny chemicznie wobec niemal wszystkich rozpuszczalników, kwasów i zasad. Bardzo słabo ekstrahowany, o wysokiej stabilności termicznej i bardzo dobrej prędkości przepływu. Wykorzystywany w analizie HPLC, GC oraz badaniach rozpuszczalności próbek. Polecany do analiz z agresywnymi rozpuszczalnikami, mocnymi kwasami, alkoholami, zasadami, związkami aromatycznymi. Nie zalecany do analiz z próbkami wodnymi bez wstępnego nawilżania.

PVDF (polidwulfuorek winylidenu) hydrofilowy, mający zastosowanie w większości procesów filtracji, o szerokim zakresie kompatybilności chemicznej. Niskobiałkowa substancja wiążąca charakteryzująca się bardzo dużą prędkością przepływu i niskim współczynnikiem wiązalności. Wykorzystywany szczególnie w analizie HPLC i GC. Polecany do analiz z alkoholami, słabymi kwasami, proteinami, peptydami i innymi biomolekułami. Nie zalecany do analiz z mocnymi kwasami, zasadami i ketonami.





Numer	Nazwa produktu
8 012 511 020	Filtry strzykawkowe PROFILL 0,2um z membraną z PTFE zielone (100szt)
8 012 511 045	Filtry strzykawkowe PROFILL 0,45um z membraną z PTFE białe (100szt)
8 012 512 020	Filtry strzykawkowe PROFILL 0,2um z membraną z RC niebieskie (100szt)
8 012 512 045	Filtry strzykawkowe PROFILL 0,45um z membraną z RC żółte (100szt)
8 012 513 020	Filtry strzykawkowe PROFILL 0,2um z membraną z NYLONU błękitne (100szt)
8 012 513 045	Filtry strzykawkowe PROFILL 0,45um z membraną z NYLONU seledynowe (100szt)
8 012 521 020	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,2um z membraną z PTFE zielone (100szt)
8 012 521 045	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,45um z membraną z PTFE białe (100szt)
8 012 522 020	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,2um z membraną z RC niebieskie (100szt)
8 012 522 045	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,45um z membraną z RC żółte (100szt)
8 012 523 020	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,2um z membraną z NYLONU błękitne (100szt)
8 012 523 045	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,45um z membraną z NYLONU seledynowe (100szt)
8 012 524 020	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,2um z membraną z PVDF oranżowe (100szt)
8 012 524 045	Filtry strzykawkowe PROFILL PLUS 0,45um z membraną z PVDF czerwone (100szt)



Lejki filtracyjne

oznaczenie polskie	porowatości niemieckie	wielkość porów [µm]	przykłady zastosowania
P - 1	G - 1	100 - 160	ekstrakcja gruboziarnistego materiału
P - 2	G - 2	40 - 100	filtracja substancji krystalicznych, dyfuzja gazów w cieczach.
P - 3	G - 3	16 - 40	filtracja rtęci, celulozy, drobnych osadów, dyfuzja gazów w cieczach.
P - 4	G - 4	5 - 16	filtracja bardzo małych osadów.

Numer	Nazwa produktu	dł. nóżki [mm]	ø nóżki [mm]
8 013 010 500	Lejki filtracyjne porowatość P1 średnica 50mm	60	5
8 013 010 900	Lejki filtracyjne porowatość P1 średnica 90mm	95	10
8 013 020 500	Lejki filtracyjne porowatość P2 średnica 50mm	60	5
8 013 020 900	Lejki filtracyjne porowatość P2 średnica 90mm	95	10
8 013 030 500	Lejki filtracyjne porowatość P3 średnica 50mm	60	5
8 013 030 900	Lejki filtracyjne porowatość P3 średnica 90mm	95	10
8 013 040 500	Lejki filtracyjne porowatość P4 średnica 50mm	60	5
8 013 040 900	Lejki filtracyjne porowatość P4 średnica 90mm	95	10

Nucze filtracyjne

oznaczenie polskie	porowatości niemieckie	wielkość porów [µm]	przykłady zastosowania
P - 1	G - 1	100 - 160	ekstrakcja gruboziarnistego materiału
P - 2	G - 2	40 - 100	filtracja substancji krystalicznych, dyfuzja gazów w cieczach.
P - 3	G - 3	16 - 40	filtracja rtęci, celulozy, drobnych osadów, dyfuzja gazów w cieczach.
P - 4	G - 4	5 - 16	filtracja bardzo małych osadów.

Numer	Nazwa produktu	poj. [mm]	wys. [mm]	ø nóżki [mm]
8 014 010 400	Nucze filtracyjne porowatość P1 średnica 40mm	50	165	8
8 014 010 650	Nucze filtracyjne porowatość P1 średnica 65mm	150	165	10
8 014 020 400	Nucze filtracyjne porowatość P2 średnica 40mm	50	165	8
8 014 020 650	Nucze filtracyjne porowatość P2 średnica 65mm	150	165	10
8 014 030 400	Nucze filtracyjne porowatość P3 średnica 40mm	50	165	8
8 014 030 650	Nucze filtracyjne porowatość P3 średnica 65mm	150	165	10
8 014 040 400	Nucze filtracyjne porowatość P4 średnica 40mm	50	165	8
8 014 040 650	Nucze filtracyjne porowatość P4 średnica 65mm	150	165	10



Tygle filtracyjne

oznaczenie polskie	porowatości niemieckie	wielkość porów [µm]	przykłady zastosowania
P - 1	G - 1	100 - 160	ekstrakcja gruboziarnistego materiału
P - 2	G - 2	40 - 100	filtracja substancji krystalicznych, dyfuzja gazów w cieczach.
P - 3	G - 3	16 - 40	filtracja rtęci, celulozy, drobnych osadów, dyfuzja gazów w cieczach.
P - 4	G - 4	5 - 16	filtracja bardzo małych osadów.

Numer	Nazwa produktu	wys. tygla [mm]	wys. leja [mm]
8 015 010 300	Tygle filtracyjne porowatość P1 średnica 30mm	60	35
8 015 010 400	Tygle filtracyjne porowatość P1 średnica 40mm	70	40
8 015 020 300	Tygle filtracyjne porowatość P2 średnica 30mm	60	35
8 015 020 400	Tygle filtracyjne porowatość P2 średnica 40mm	70	40
8 015 030 300	Tygle filtracyjne porowatość P3 średnica 30mm	60	35
8 015 030 400	Tygle filtracyjne porowatość P3 średnica 40mm	70	40
8 015 040 300	Tygle filtracyjne porowatość P4 średnica 30mm	60	35
8 015 040 400	Tygle filtracyjne porowatość P4 średnica 40mm	70	40



Zestaw filtracyjny

Zestaw używany jest do filtracji roztworów wodnych, organicznych i cieczy żrących. Wykonany ze szkła borosilikatowego.

W skład zestawu wchodzi:

- kolba stożkowa o pojemności 1000ml** ze szlifowaną szyją do zamontowania głowicy filtracyjnej,
- głowica filtracyjna z odejściem bocznym** do podłączenia próżni, z dyskiem filtracyjnym ze spieków, ze szlifem do zamontowania na kolbie stożkowej z jednej strony, z drugiej ze szlifem płaskim do zamocowania lejka filtracyjnego,
- lejek filtracyjny** z podziałką o pojemności 300ml z doszlifowaną płaską powierzchnią do montażu głowicy filtracyjnej,
- sprężynowy zacisk szczękowy** o szerokości 47mm, wykonany z aluminium, zapewniający szczelność połączenia szlifowanego płaskiego pomiędzy głowicą filtracyjną a lejkiem.

Numer	Nazwa produktu
8 016 000 001	Zestaw filtracyjny dla filtrów o średnicy 47mm



Pompki wodne

Wodna pompa podciśnieniowa, inżektorowa.

Numer	Nazwa produktu	ø króćca ssania [mm]	ø _z wlotu wody [mm]	ø _z wylotu wody [mm]
8 021 000 000	Pompka wodna metalowa	6	15	7
8 023 000 000	Pompka wodna plastikowa	9	9	16





Szpatułki metalowe dwustronne

Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu
8 052 111 000	Szpatułka metalowa dwustronna 110mm
8 052 116 000	Szpatułka metalowa dwustronna 160mm
8 052 121 000	Szpatułka metalowa dwustronna 210mm
8 052 126 000	Szpatułka metalowa dwustronna 260mm



Łyżko - szpatułki plastikowe, wzmacniane

Materiał: nylon wzmacniany włóknem szklanym. Nadają się do pracy ze środkami spożywczymi.


Numer	Nazwa produktu
8 053 311 150	Szpatułka obustronna 150mm
8 053 311 180	Szpatułka obustronna 180mm
8 053 312 180	Łyżko - szpatułka 180mm
8 053 312 210	Łyżko - szpatułka 210mm



Szufelki polipropylenowe

Materiał: polipropylen.

Numer	Nazwa produktu
8 054 200 100	Szufelka polipropylenowa 10ml
8 054 200 250	Szufelka polipropylenowa 25ml
8 054 200 500	Szufelka polipropylenowa 50ml
8 054 201 000	Szufelka polipropylenowa 100ml
8 054 202 500	Szufelka polipropylenowa 250ml
8 054 205 000	Szufelka polipropylenowa 500ml
8 054 210 000	Szufelka polipropylenowa 1000ml



Mikroszpatułki dwustronne metalowe


Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu	szerokość szpatułki [mm]
8 056 320 000	Mikroszpatułka dwustronna metalowa 100mm	3
8 056 320 200	Mikroszpatułka dwustronna metalowa 150mm	3
8 056 320 300	Mikroszpatułka dwustronna metalowa 185mm	3

Szpatułki dwustronne metalowe

Materiał: stal nierdzewna.


Numer	Nazwa produktu	szerokość szpatułki [mm]
8 056 323 200	Szpatułka dwustronna metalowa 150mm	9
8 056 323 300	Szpatułka dwustronna metalowa 185mm	9
8 056 323 500	Szpatułka dwustronna metalowa 250mm	11
8 056 323 600	Szpatułka dwustronna metalowa 300mm	16



Szpatułki do proszków metalowe

Materiał: stal nierdzewna.


Numer	Nazwa produktu
8 056 328 200	Szpatułka do proszków metalowa 150mm
8 056 328 300	Szpatułka do proszków metalowa 185mm
8 056 328 400	Szpatułka do proszków metalowa 210mm



Szpatułka - łyżeczka metalowe

Materiał: stal nierdzewna

Numer	Nazwa produktu
8 056 330 200	Szpatułka - łyżeczka metalowa 150mm
8 056 330 300	Szpatułka - łyżeczka metalowa 185mm
8 056 330 400	Szpatułka - łyżeczka metalowa 210mm



Szpatułka - łyżki metalowe z łyżką odgiętą

Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu	szerokość łyżki [mm]
8 056 331 600	Szpatułka - łyżka metalowa 150mm z łyżką odgiętą	19
8 056 331 700	Szpatułka - łyżka metalowa 185mm z łyżką odgiętą	19
8 056 331 800	Szpatułka - łyżka metalowa 210mm z łyżką odgiętą	19
8 056 331 900	Szpatułka - łyżka metalowa 250mm z łyżką odgiętą	19



Szpatułka - łyżki metalowe z łyżką prostą

Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu	szerokość łyżki [mm]
8 056 333 100	Szpatułka - łyżka metalowa 120mm z łyżką prostą	23
8 056 333 200	Szpatułka - łyżka metalowa 150mm z łyżką prostą	28
8 056 333 300	Szpatułka - łyżka metalowa 180mm z łyżką prostą	30
8 056 333 400	Szpatułka - łyżka metalowa 210mm z łyżką prostą	30






Szpatułka - łyżki metalowe z wąską szpatułką

Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu	szerokość łyżki [mm]
8 056 334 600	Szpatułka - łyżka metalowa 150mm z wąską szpatułką	29
8 056 334 700	Szpatułka - łyżka metalowa 180mm z wąską szpatułką	29
8 056 334 800	Szpatułka - łyżka metalowa 210mm z wąską szpatułką	29





Łyżki dwustronne, metalowe

Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu	szerokość łyżek [mm]
8 056 335 100	Łyżka dwustronna, metalowa 120mm	17/25
8 056 335 200	Łyżka dwustronna, metalowa 150mm	17/25
8 056 335 300	Łyżka dwustronna, metalowa 180mm	17/25
8 056 335 400	Łyżka dwustronna, metalowa 210mm	22/29
8 056 335 500	Łyżka dwustronna, metalowa 250mm	29/35
8 056 335 600	Łyżka dwustronna, metalowa 300mm	29/35

Łyżka otwarta, metalowa

Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu
8 056 340 800	Łyżka otwarta, metalowa 200x25mm

Szczypce do tygli

Materiał: stal nierdzewna.

Numer	Nazwa produktu
8 061 240 300	Szczypce do tygli 200mm
8 061 240 330	Szczypce do tygli 300mm
8 061 240 340	Szczypce do tygli 400mm
8 061 240 350	Szczypce do tygli 500mm

Szczypce do zlewek

Materiał: stal nierdzewna. Szczęki pokryte powłoką winylową.

Numer	Nazwa produktu
8 061 241 100	Szczypce do zlewek z powłoką winylową 260mm

Szczypce do butli

Materiał: stal nierdzewna. Szczęki pokryte powłoką winylową.

Numer	Nazwa produktu	długość [mm]
8 061 241 200	Szczypce do butli dużych z powłoką winylową	300
8 061 241 300	Szczypce do butli małych z powłoką winylową	230

Szczypce do probówek

Materiał: odlew cynkowy niklowany. Uchwyty pokryte powłoką winylową.

Numer	Nazwa produktu
8 061 241 600	Szczypce do probówek z powłoką winylową

Pincety metalowe


Materiał: metal.

Numer	Nazwa produktu
8 062 112 020	Pinceta 110mm metalowa do szkiełek mikroskopowych
8 062 114 500	Pinceta 145mm metalowa zwykła prosta
8 062 114 510	Pinceta 145mm metalowa precyzyjna prosta

**Pincety metalowe anatomiczne**

Materiał: metal.

Numer	Nazwa produktu
8 062 121 200	Pinceta anatomiczna 200mm metalowa
8 062 121 300	Pinceta anatomiczna 300mm metalowa
8 062 122 120	Pinceta 120mm metalowa, wąska, zagięta
8 062 122 085	Pinceta 90mm metalowa, wąska, prosta

**Pincety plastikowe POM**

Materiał: POM. Autoklawowalne.

Numer	Nazwa produktu
8 062 211 500	Pinceta 115mm plastikowa
8 062 214 500	Pinceta 145mm plastikowa
8 062 225 000	Pinceta 250mm plastikowa


**Pincety polistyrenowe**

Materiał: polistyren.

Numer	Nazwa produktu
8 062 320 010	Pinceta polistyrenowa biała niejłowa
8 062 320 020	Pinceta polistyrenowa biała jłowa indywidualnie pakowana

**Uchwyt do probówek**

Numer	Nazwa produktu
8 063 317 500	Uchwyt do probówek 175mm drewniany


**Nożyczki metalowe**

Numer	Nazwa produktu
8 064 114 500	Nożyczki metalowe 145mm zwykłe proste
8 064 114 510	Nożyczki metalowe 145mm precyzyjne proste

**Nożyczki metalowe, chirurgiczne**

Numer	Nazwa produktu
8 064 214 000	Nożyczki metalowe chirurgiczne 145mm proste
8 064 214 010	Nożyczki metalowe chirurgiczne 145mm zagięte





Skalpele chirurgiczne brzuszaste	
Numer	Nazwa produktu
8 065 114 000	Skalpel chirurgiczny brzuszasty 40mm
8 065 115 000	Skalpel chirurgiczny brzuszasty 50mm



Perełki szklane	
Numer	Nazwa produktu
8 070 300 000	Perełki szklane średnica 3mm (0,25kg)
8 070 500 000	Perełki szklane średnica 5mm (0,25kg)
8 070 800 000	Perełki szklane średnica 8mm (0,25kg)



Lampki spirytusowe	
Numer	Nazwa produktu
8 081 100 000	Lampka spirytusowa szklana
8 081 200 000	Lampka spirytusowa metalowa



Palniki Bunsena bez zaworu	
Numer	Nazwa produktu
8 082 001 000	Palnik Bunsena bez zaworu - gaz ziemny
8 082 001 001	Palnik Bunsena bez zaworu - propan/butan



Palniki Bunsena z zaworem iglicowym	
Numer	Nazwa produktu
8 082 001 010	Palnik Bunsena z zaworem iglicowym - gaz ziemny
8 082 001 011	Palnik Bunsena z zaworem iglicowym - propan/butan



Palniki Bunsena z zaworem odcinającym i z płomieniem pilotującym

Numer	Nazwa produktu
8 082 001 030	Palnik Bunsena z zaworem odcinającym i z płomieniem pilotującym - gaz ziemny
8 082 001 031	Palnik Bunsena z zaworem odcinającym i z płomieniem pilotującym - propan/butan



Palniki Bunsena z zaworem lewarkowym i z płomieniem pilotującym

Numer	Nazwa produktu
8 082 001 040	Palnik Bunsena z zaworem lewarkowym i z płomieniem pilotującym - gaz ziemny
8 082 001 041	Palnik Bunsena z zaworem lewarkowym i z płomieniem pilotującym - propan/butan



Palniki Bunsena - Micro

Numer	Nazwa produktu
8 082 001 110	Palnik Bunsena Micro z zaworem iglicowym - gaz ziemny
8 082 001 111	Palnik Bunsena Micro z zaworem iglicowym - propan/butan



Palniki Teclu bez zaworu

Numer	Nazwa produktu
8 082 011 200	Palnik Teclu bez zaworu - gaz ziemny
8 082 011 201	Palnik Teclu bez zaworu - propan/butan



Palniki Teclu z zaworem iglicowym

Numer	Nazwa produktu
8 082 011 210	Palnik Teclu z zaworem iglicowym - gaz ziemny
8 082 011 211	Palnik Teclu z zaworem iglicowym - propan/butan





Palniki Teclu z zaworem odcinającym i z płomieniem pilotującym

Numer	Nazwa produktu
8 082 011 230	Palnik Teclu z zaworem odcinającym i z płomieniem pilotującym - gaz ziemny
8 082 011 231	Palnik Teclu z zaworem odcinającym i z płomieniem pilotującym - propan/butan

Palniki Teclu z zaworem lewarkowym i z płomieniem pilotującym

Numer	Nazwa produktu
8 082 011 240	Palnik Teclu z zaworem lewarkowym z płomieniem pilotującym - gaz ziemny
8 082 011 241	Palnik Teclu z zaworem lewarkowym z płomieniem pilotującym - propan/butan

Palniki Mekera bez zaworu

Numer	Nazwa produktu
8 082 021 350	Palnik Mekera bez zaworu - wszystkie gazy

Palniki Mekera z zaworem iglicowym

Numer	Nazwa produktu
8 082 021 360	Palnik Mekera z zaworem iglicowym - gaz ziemny
8 082 021 361	Palnik Mekera z zaworem iglicowym - propan/butan

Palniki do pojemników z gazem

Numer	Nazwa produktu
8 082 031 421	Palnik Teclu z zaworem iglicowym do pojemników z gazem
8 082 031 422	Palnik Bunsena z zaworem iglicowym do pojemników z gazem



Podstawa bezpieczeństwa do palników gazowych

Podstawa pod wszystkie typy palników gazowych zwiększająca komfort i stabilizująca pozycję pracy palnika.

Numer	Nazwa produktu
8 082 050 000	Podstawa bezpieczeństwa do palników gazowych



Akcesoria do laboratoryjnych instalacji gazowych

Numer	Nazwa produktu
8 082 091 611	Opaska zaciskowa 10/16mm



Akcesoria do laboratoryjnych instalacji gazowych

Numer	Nazwa produktu
8 082 091 622	Elastyczny przewód gazowy 10/14mm (1mb)



Akcesoria do laboratoryjnych instalacji gazowych

Numer	Nazwa produktu
8 082 092 070	Uchwyt do mocowania butli gazowych





Trójnogi laboratoryjne

Materiał: stal ocynkowana.

Numer	Nazwa produktu
8 083 005 133	Trójnóg laboratoryjny średnica wewnętrzna 140mm
8 083 005 134	Trójnóg laboratoryjny średnica wewnętrzna 160mm





Siatki stalowe

Numer	Nazwa produktu
8 084 005 062	Siatka stalowa 160x160mm
8 084 005 063	Siatka stalowa 200x200mm
8 084 005 081	Siatka stalowa z wkładem ceramicznym 120x120mm
8 084 005 082	Siatka stalowa z wkładem ceramicznym 160x160mm
8 084 005 083	Siatka stalowa z wkładem ceramicznym 200x200mm

Trójkąty ceramiczne do tygli

Numer	Nazwa produktu
8 085 005 100	Trójkąt ceramiczny o boku 40mm do tygli
8 085 005 101	Trójkąt ceramiczny o boku 50mm do tygli
8 085 005 102	Trójkąt ceramiczny o boku 60mm do tygli

Pojemniczki ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 043 000	Pojemniczek 30ml ze stali nierdzewnej	51	35
8 087 043 010	Pojemniczek 50ml ze stali nierdzewnej	56	47

Pojemniki ze stali nierdzewnej, z przykrywką

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 043 130	Pojemnik 170ml ze stali nierdzewnej, z przykrywką	60	60
8 087 043 140	Pojemnik 400ml ze stali nierdzewnej, z przykrywką	85	85
8 087 043 150	Pojemnik 700ml ze stali nierdzewnej, z przykrywką	100	100
8 087 043 160	Pojemnik 1200ml ze stali nierdzewnej, z przykrywką	120	120
8 087 043 170	Pojemnik 1600ml ze stali nierdzewnej, z przykrywką	150	100
8 087 043 180	Pojemnik 2500ml ze stali nierdzewnej, z przykrywką	150	150
8 087 043 190	Pojemnik 3000ml ze stali nierdzewnej, z przykrywką	200	100

Miseczki ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 043 300	Miseczka 100ml ze stali nierdzewnej	80	35
8 087 043 310	Miseczka 200ml ze stali nierdzewnej	100	50
8 087 043 320	Miseczka 300ml ze stali nierdzewnej	105	65



Miski ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 043 540	Miska 2000ml ze stali nierdzewnej	217	115
8 087 043 550	Miska 3000ml ze stali nierdzewnej	245	120
8 087 043 560	Miska 4000ml ze stali nierdzewnej	270	123
8 087 043 570	Miska 5000ml ze stali nierdzewnej	300	135



Zlewki stożkowe z uchwytem ze stali nierdzewnej, skalowane

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 044 000	Zlewka stożkowa 500ml z uchwytem ze stali nierdzewnej, skalowana	110	115
8 087 044 010	Zlewka stożkowa 1000ml z uchwytem ze stali nierdzewnej, skalowana	140	160
8 087 044 020	Zlewka stożkowa 1500ml z uchwytem ze stali nierdzewnej, skalowana	155	160



Zlewki walcowe z uchwytem ze stali nierdzewnej, skalowane

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 044 100	Zlewka walcowa 1000ml z uchwytem ze stali nierdzewnej, skalowana	100	155
8 087 044 110	Zlewka walcowa 2000ml z uchwytem ze stali nierdzewnej, skalowana	130	170



Lejki ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	Ø _z [mm]	Ø _w [mm]	h [mm]
8 087 044 310	Lejek 100mm ze stali nierdzewnej	100	90	120
8 087 044 320	Lejek 120mm ze stali nierdzewnej	120	110	140
8 087 044 330	Lejek 150mm ze stali nierdzewnej	150	140	170



Wiadra ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 045 000	Wiadro 10 000ml ze stali nierdzewnej bez przykrywki	295	255
8 087 045 020	Wiadro 15 000ml ze stali nierdzewnej bez przykrywki	330	310
8 087 045 100	Przykrywka do wiadra 10 000ml ze stali nierdzewnej	-	-
8 087 045 120	Przykrywka do wiadra 15 000ml ze stali nierdzewnej	-	-





Kuwety ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	h [mm]
8 087 047 410	Kuweta 240x160mm ze stali nierdzewnej	40
8 087 047 420	Kuweta 340x210mm ze stali nierdzewnej	60
8 087 047 430	Kuweta 360x260mm ze stali nierdzewnej	50
8 087 047 440	Kuweta 315x215mm ze stali nierdzewnej	55



Kuwety z przykrywką ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	h [mm]
8 087 047 500	Kuweta z przykrywką 230x135mm ze stali nierdzewnej	55
8 087 047 510	Kuweta z przykrywką 315x215mm ze stali nierdzewnej	60




Moździerz ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	Ø _w [mm]	Ø _z [mm]	h [mm]
8 087 054 000	Moździerz 165ml ze stali nierdzewnej	90	100	60
8 087 054 010	Moździerz 330ml ze stali nierdzewnej	125	135	80
8 087 054 020	Moździerz 450ml ze stali nierdzewnej	150	160	90
8 087 054 030	Moździerz 1000ml ze stali nierdzewnej	180	190	105



Tygile ze stali nierdzewnej

Numer	Nazwa produktu	Ø [mm]	h [mm]
8 087 056 400	Tygiel 35ml ze stali nierdzewnej	40	40
8 087 056 410	Tygiel 45ml ze stali nierdzewnej	45	40
8 087 056 420	Tygiel 65ml ze stali nierdzewnej	50	45
8 087 056 430	Tygiel 100ml ze stali nierdzewnej	60	50



Folie aluminiowe

Numer	Nazwa produktu
8 090 000 000	Folia aluminiowa 20µm o szerokości 450mm - rolka 150mb



Parafilm

Numer	Nazwa produktu
8 091 050 000	Parafilm 50mm długość 76mb.
8 091 100 000	Parafilm 100mm długość 38mb.



Podajniki parafilmu

Numer	Nazwa produktu
8 091 900 000	Podajnik parafilmu



Korkobór

Materiał: mosiądz niklowany. W skład zestawu wchodzi uchwyt. Grubość ścianki 0,4mm.

Numer	Nazwa produktu	$\varnothing_z$ występujące w zestawach [mm]	$\varnothing_z$ [mm]	$\varnothing_z$ [mm]	$\varnothing_z$ [mm]
8 092 100 003	Zestaw korkoborów 1 - 3		5,00	6,25	7,5
8 092 100 006	Zestaw korkoborów 1 - 6	1 - 3 oraz	8,75	10,00	11,25
8 092 100 009	Zestaw korkoborów 1 - 9	1 - 6 oraz	12,50	13,75	15,00
8 092 100 012	Zestaw korkoborów 1 - 12	1 - 9 oraz	16,25	17,50	18,75
8 092 100 015	Zestaw korkoborów 1 - 15	1 - 12 oraz	20,00	21,25	22,50
8 092 100 018	Zestaw korkoborów 1 - 18	1 - 15 oraz	23,75	25,00	26,25
8 092 200 000	Ostrzałka do korkoboru dla zestawu 1 - 18	-	-	-	-

**Podnośniki laboratoryjne**

Wykonane ze stali nierdzewnej. Otwór o średnicy 10mm wykonany w górnej platformie do ewentualnego zamocowania uchwytu giętkiego 8235526840 lub 8235526860. Dolna platforma usytuowana na gumowych, antypoślizgowych nóżkach.

Numer	Nazwa produktu	regulacja wysokości [mm]	nośność statyczna [kg]	nośność dynamiczna [kg]
8 103 052 460	Podnośnik laboratoryjny 75x80mm	49-147	15	2
8 103 052 480	Podnośnik laboratoryjny 120x140mm	60-243	30	5
8 103 052 500	Podnośnik laboratoryjny 130x160mm	60-255	60	7
8 103 052 600	Podnośnik laboratoryjny 200x200mm	60-265	80	7

**Podnośniki laboratoryjne ze sprężynami pneumatycznymi**

Wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w sprężyny pneumatyczne wspomagające pracę. Otwór o średnicy 10mm wykonany w górnej platformie do ewentualnego zamocowania uchwytu giętkiego 8235526840 lub 8235526860. Dolna platforma usytuowana na gumowych, antypoślizgowych nóżkach.

Numer	Nazwa produktu	regulacja wysokości [mm]	nośność statyczna [kg]	nośność dynamiczna [kg]
8 103 052 620	Podnośnik laboratoryjny 30x30cm	130-470	80	12
8 103 052 630	Podnośnik laboratoryjny 40x40cm	165-615	80	15





Rysik do szkła

Rysik diamentowy służy do zarysowywania powierzchni szklanych oraz powierzchni innych twardych materiałów.

Numer	Nazwa produktu
8 110 000 000	Rysik diamentowy do szkła



Pojemniki na odpady plastikowe

Pojemniki przeznaczone są na różnego rodzaju odpady i materiały biologicznie czynne, mogące stanowić zagrożenie dla personelu medycznego.

Numer	Nazwa produktu
8 121 000 000	Pojemnik na odpady plastikowy 0,7 l
8 121 010 000	Pojemnik na odpady plastikowy 1 l
8 121 020 000	Pojemnik na odpady plastikowy 2 l
8 121 050 000	Pojemnik na odpady plastikowy 5 l
8 121 100 000	Pojemnik na odpady plastikowy 10 l
8 121 200 000	Pojemnik na odpady plastikowy 20 l
8 121 600 000	Pojemnik na odpady plastikowy 60 l



Pojemniki na odpady kartonowe

Pojemniki przeznaczone są na różnego rodzaju odpady i materiały biologicznie czynne, mogące stanowić zagrożenie dla personelu medycznego.


Numer	Nazwa produktu
8 122 040 000	Pojemnik na odpady kartonowy 4 l
8 122 100 000	Pojemnik na odpady kartonowy 10 l



Statywy plastikowe, składane na próbówki

Materiał: polipropylen. Autoklawowalne. W stanie rozłożonym płaskie.


Numer	Nazwa produktu
8 131 110 991	Statyw na próbówki 10mm 100 miejscowy plastikowy czerwony
8 131 110 992	Statyw na próbówki 10mm 100 miejscowy plastikowy niebieski
8 131 110 994	Statyw na próbówki 10mm 100 miejscowy plastikowy żółty
8 131 110 995	Statyw na próbówki 10mm 100 miejscowy plastikowy biały
8 131 112 901	Statyw na próbówki 12mm 90 miejscowy plastikowy czerwony
8 131 112 902	Statyw na próbówki 12mm 90 miejscowy plastikowy niebieski
8 131 112 904	Statyw na próbówki 12mm 90 miejscowy plastikowy żółty
8 131 112 905	Statyw na próbówki 12mm 90 miejscowy plastikowy biały
8 131 116 601	Statyw na próbówki 16mm 60 miejscowy plastikowy czerwony
8 131 116 602	Statyw na próbówki 16mm 60 miejscowy plastikowy niebieski
8 131 116 604	Statyw na próbówki 16mm 60 miejscowy plastikowy żółty
8 131 116 605	Statyw na próbówki 16mm 60 miejscowy plastikowy biały
8 131 120 401	Statyw na próbówki 20mm 40 miejscowy plastikowy czerwony
8 131 120 402	Statyw na próbówki 20mm 40 miejscowy plastikowy niebieski
8 131 120 404	Statyw na próbówki 20mm 40 miejscowy plastikowy żółty
8 131 120 405	Statyw na próbówki 20mm 40 miejscowy plastikowy biały
8 131 125 401	Statyw na próbówki 25mm 40 miejscowy plastikowy czerwony
8 131 125 402	Statyw na próbówki 25mm 40 miejscowy plastikowy niebieski
8 131 125 404	Statyw na próbówki 25mm 40 miejscowy plastikowy żółty
8 131 125 405	Statyw na próbówki 25mm 40 miejscowy plastikowy biały
8 131 130 241	Statyw na próbówki 30mm 24 miejscowy plastikowy czerwony
8 131 130 242	Statyw na próbówki 30mm 24 miejscowy plastikowy niebieski
8 131 130 244	Statyw na próbówki 30mm 24 miejscowy plastikowy żółty
8 131 130 245	Statyw na próbówki 30mm 24 miejscowy plastikowy biały



Statywy plastikowe na probówki

Materiał: polipropylen. Autoklawowalne.


Numer	Nazwa produktu	ilość płaszczyzn	ilość miejsc
8 131 171 590	Statyw polipropylenowy na probówki ø12mm 190x60mm	3	12
8 131 172 370	Statyw polipropylenowy na probówki ø18mm 250x60mm	2	10
8 131 173 560	Statyw polipropylenowy na probówki ø20mm 190x60mm	3	12
8 131 173 562	Statyw polipropylenowy na probówki ø20mm 375x65mm	3	24



Statywy na probówki Eppendorfa


Statywy polipropylenowe, 20 miejscowe, dwupoziomowe, białe, autoklawowalne, z oznaczonymi numerami gniazd. Możliwość łączenia statywów plecami do siebie lub w rzędy przy pomocy łączników.

Numer	Nazwa produktu
8 131 191 205	Statyw na probówki Eppendorfa dwupoziomowy, 20 miejscowy, plastikowy
8 131 199 000	Łącznik do statywu na probówki Eppendorfa (6szt)



Statywy druciane na probówki

Numer	Nazwa produktu	wymiary otworu [mm]	wysokość [mm]
8 131 212 205	Statyw do probówek 12mm 20 miejscowy druczany biały	14x14	60
8 131 212 305	Statyw do probówek 12mm 30 miejscowy druczany biały	14x14	60
8 131 212 505	Statyw do probówek 12mm 50 miejscowy druczany biały	14x14	60
8 131 216 205	Statyw do probówek 16mm 20 miejscowy druczany biały	19x19	70
8 131 216 305	Statyw do probówek 16mm 30 miejscowy druczany biały	19x19	70
8 131 216 505	Statyw do probówek 16mm 50 miejscowy druczany biały	19x19	70
8 131 220 205	Statyw do probówek 20mm 20 miejscowy druczany biały	22x22	80
8 131 220 305	Statyw do probówek 20mm 30 miejscowy druczany biały	22x22	80
8 131 220 505	Statyw do probówek 20mm 50 miejscowy druczany biały	22x22	80
8 131 226 205	Statyw do probówek 24mm 20 miejscowy druczany biały	26x26	50



Koszyki druciane prostokątne

Materiał: stal ocynkowana. Istnieje możliwość wykonania koszyków ze stali nierdzewnej na indywidualne zamówienie.


Numer	Nazwa produktu	wysokość [mm]
8 132 100 100	Koszyk druczany prostokątny o wymiarach podstawy 100x100mm	100
8 132 150 150	Koszyk druczany prostokątny o wymiarach podstawy 150x150mm	150
8 132 180 180	Koszyk druczany prostokątny o wymiarach podstawy 180x180mm	180
8 132 300 200	Koszyk druczany prostokątny o wymiarach podstawy 300x200mm	150



Koszyki druciane walcowe

Materiał: stal ocynkowana. Istnieje możliwość wykonania koszyków ze stali nierdzewnej na indywidualne zamówienie.

Numer	Nazwa produktu	wysokość [mm]
8 132 509 000	Koszyk druczany walcowy o średnicy podstawy 90mm	90
8 132 510 000	Koszyk druczany walcowy o średnicy podstawy 100mm	100
8 132 515 000	Koszyk druczany walcowy o średnicy podstawy 150mm	150
8 132 518 000	Koszyk druczany walcowy o średnicy podstawy 180mm	180




Statywy polipropylenowe na próbki 0,2ml do głębokiego zamrażania

Statywy przeznaczone do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalne w temperaturze do +121°C; w 4 kolorach - naturalnym (bezbarnym), żółtym, niebieskim, czerwonym i zielonym.

Numer	poj. próbki [ml]	wymiary podstawy [mm]	ilość miejsc	wysokość statywu [mm]	Ø próbki [mm]	kolor
8 132 400 200	PCR 0,2	130x130	196	28,5	7,5	bezbarny
8 132 400 201	PCR 0,2	130x130	196	28,5	7,5	czerwony
8 132 400 202	PCR 0,2	130x130	196	28,5	7,5	niebieski
8 132 400 203	PCR 0,2	130x130	196	28,5	7,5	zielony
8 132 400 204	PCR 0,2	130x130	196	28,5	7,5	żółty

Statywy polipropylenowe na próbki 1,2ml do głębokiego zamrażania

Numer	poj. próbki [ml]	wymiary podstawy [mm]	ilość miejsc	wysokość statywu [mm]	Ø próbki [mm]	kolor
8 132 401 200	1,2	130x130	196	52	7,5	bezbarny
8 132 401 201	1,2	130x130	196	52	7,5	czerwony
8 132 401 202	1,2	130x130	196	52	7,5	niebieski
8 132 401 203	1,2	130x130	196	52	7,5	zielony
8 132 401 204	1,2	130x130	196	52	7,5	żółty



Statywy polipropylenowe na próbki 2,0ml do głębokiego zamrażania

Numer	poj. próbki [ml]	wymiary podstawy [mm]	ilość miejsc	wysokość statywu [mm]	Ø próbki [mm]	kolor
8 132 402 000	2,0	130x130	81	52	12,5	bezbarny
8 132 402 001	2,0	130x130	81	52	12,5	czerwony
8 132 402 002	2,0	130x130	81	52	12,5	niebieski
8 132 402 003	2,0	130x130	81	52	12,5	zielony
8 132 402 004	2,0	130x130	81	52	12,5	żółty

Statywy polipropylenowe na próbki 5,0ml do głębokiego zamrażania

Numer	poj. próbki [ml]	wymiary podstawy [mm]	ilość miejsc	wysokość statywu [mm]	Ø próbki [mm]	kolor
8 132 405 000	5,0	130x130	81	95	12,5	bezbarny
8 132 405 001	5,0	130x130	81	95	12,5	czerwony
8 132 405 002	5,0	130x130	81	95	12,5	niebieski
8 132 405 003	5,0	130x130	81	95	12,5	zielony
8 132 405 004	5,0	130x130	81	95	12,5	żółty

Statywy polipropylenowe na próbki 10,0ml do głębokiego zamrażania

Numer	poj. próbki [ml]	wymiary podstawy [mm]	ilość miejsc	wysokość statywu [mm]	Ø próbki [mm]	kolor
8 132 410 000	10,0	130x130	49	95	16,5	bezbarny
8 132 410 001	10,0	130x130	49	95	16,5	czerwony
8 132 410 003	10,0	130x130	49	95	16,5	zielony
8 132 410 002	10,0	130x130	49	95	16,5	niebieski
8 132 410 004	10,0	130x130	49	95	16,5	żółty

Statyw kartonowy na próbki do głębokiego zamrażania


Numer	Nazwa produktu	wymiary [mm]	ilość miejsc
8 132 502 000	Statyw kartonowy na próbki 2,0ml do głębokiego zamrażania	135x135x45	100
8 132 503 000	Statyw kartonowy na próbki 2,0ml do głębokiego zamrażania	135x135x45	81



Statywy do pipet szklanych prostokątne

Materiał: plastik. Autoklawowalne.

Numer	Nazwa produktu	wymiary [mm]
8 133 210 000	Statyw do pipet szklanych plastikowy prostokątny	200x130x265



Statywy do pipet szklanych okrągłe

Materiał: plastik. Autoklawowalne.


Numer	Nazwa produktu	wymiary [mm]
8 133 220 000	Statyw do pipet szklanych plastikowy okrągły	Ø175x450



Taca na pipety szklane

Materiał: plastik. Autoklawowalna.

Numer	Nazwa produktu
8 133 230 000	Taca na pipety szklane plastikowa



Zestawy do mycia pipet i biuret

Wykonane z polietylenu i polipropylenu, służą do szybkiego i sprawnego mycia pipet do 600mm długości i większości biuret. Niezbędne w laboratoriach do prac z materiałami toksycznymi, zrączymi i zakaźnymi. Dysza polietylenowa usytuowana jest w górnej krawędzi urządzenia, z dala od zakażonej wody, co eliminuje ryzyko związane z obsługą. Urządzenie wyposażone jest w syfon odcinający dopływ wody po osiągnięciu górnego poziomu. Podczas płukania pipety i biurety umieszczone są w specjalnie zaprojektowanych koszykach, zabezpieczających przed zbitiem szklanych elementów. System przewiduje umieszczenie pipet w odrębnych pojemnikach w celu długotrwałego ich namoczenia, niezależnie od urządzenia do automatycznego mycia. W niektórych zastosowaniach może być konieczne przedłużenie uchwytu koszyka do mycia biuret.

Numer	Nazwa produktu
8 133 311 000	Urządzenie do mycia biuret 170x990mm
8 133 312 000	Urządzenie do mycia pipet 170x734mm
8 133 321 000	Pojemnik do namaczania duży 162x650mm
8 133 322 000	Pojemnik do namaczania mały 162x503mm
8 133 331 000	Koszyk do mycia biuret 145x648mm
8 133 332 000	Koszyk do mycia pipet 145x497mm
8 133 340 000	Przedłużka uchwytu do koszyka do mycia biuret





Statyw laboratoryjny uniwersalny

Statyw uniwersalny przeznaczony jest do wszelkich prac laboratoryjnych. Służy do mocowania kolb, pipet, termometrów, biuret, rozdzielaczy itp. jak również służy jako podstawa kolb przy ogrzewaniu nad palnikiem. W wyposażeniu standardowym skompletowane są elementy, wyspecyfikowane poniżej:

- 8134200000 Statyw laboratoryjny bez uchwytów - (podstawa + maszt) - 1szt
8134210000 Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy - 5szt
8134221000 Uchwyt do kolb mały statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
8134222000 Uchwyt do kolb duży statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
8134230000 Uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
8134242000 Uchwyt do biuret podwójny statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
8134258200 Pierścień otwarty 60mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
8134252000 Pierścień do kolb 90mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
- W zależności od potrzeb można dokupić różnego rodzaju elementy.

Numer	Nazwa produktu
8 134 100 000	Statyw laboratoryjny z uchwytami, uniwersalny, kompletny
8 134 200 000	Statyw laboratoryjny bez uchwytów - (podstawa + maszt chromowany)
8 134 210 000	Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 221 000	Uchwyt do kolb mały statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 222 000	Uchwyt do kolb duży statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 230 000	Uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 241 000	Uchwyt do biuret pojedynczy statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 242 000	Uchwyt do biuret podwójny statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 250 000	Pierścień do kolb 30mm statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 251 000	Pierścień do kolb 60mm statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 252 000	Pierścień do kolb 90mm statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany
8 134 258 100	Pierścień otwarty 30mm statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany, powlekany
8 134 258 200	Pierścień otwarty 60mm statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany, powlekany
8 134 258 300	Pierścień otwarty 90mm statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany, powlekany



Uchwyty plastikowe do uniwersalnego statywu laboratoryjnego

Numer	Nazwa produktu
8 134 261 000	Uchwyt do biuret pojedynczy statywu laboratoryjnego, polipropylenowy
8 134 262 000	Uchwyt do biuret podwójny statywu laboratoryjnego, polipropylenowy
8 134 271 000	Uchwyt do lejków pojedynczy statywu laboratoryjnego, polipropylenowy
8 134 272 000	Uchwyt do lejków podwójny statywu laboratoryjnego, polipropylenowy
8 134 280 000	Uchwyt do rozdzielaczy statywu laboratoryjnego, polipropylenowy

Statyw laboratoryjny USBECK


Statyw laboratoryjny profesjonalny

Statyw ten stanowi alternatywę do bardziej zaawansowanych zastosowań. Skompletowany może być wielowariantowo z rozróżnieniem kształtu i wielkości podstaw, sposobu ich zamocowania, długości prętów których konstrukcja umożliwia przedłużenie przy zastosowaniu odpowiednich łączących detali, różnego rodzaju łączników pozwalających na montaż różnych elementów w dowolnym kierunku, oraz różnego rodzaju uchwytów w tym uchwytów giętkich. Uchwyty giętkie mogą być również zastosowane do uzbrojenia podnośników laboratoryjnych 8013052***.

Wszystkie elementy należy zamawiać odrębnie.

Statyw laboratoryjny USBECK - podstawy statywu

Numer	Nazwa produktu
8 135 120 020	Podstawa do statywu 21x13cm z gniazdem gwintowanym M10 malowana proszkowo
8 135 120 050	Podstawa do statywu 31,5x20cm z gniazdem gwintowanym M10 malowana proszkowo
8 135 120 120	Podstawa do statywu 21x13cm z gniazdem gwintowanym M10 ze stali nierdzewnej
8 135 120 150	Podstawa do statywu 31,5x20cm z gniazdem gwintowanym M10 ze stali nierdzewnej
8 135 120 410	Podstawa trójkątna, dwugniazdowa do prętów niegwintowanych max 16mm malowana proszkowo
8 135 120 450	Podstawa H kształtna z gniazdem gwintowanym M10 malowana proszkowo



Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty do blatów roboczych


Numer	Nazwa produktu
8 135 120 500	Uchwyt do blatów max 60mm z gniazdem na pręty niegwintowane do 13mm malowany proszkowo
8 135 120 510	Uchwyt do blatów max 60mm z gniazdem na pręty niegwintowane do 26mm malowany proszkowo





Statyw laboratoryjny USBECK - pręty pionowe

Numer	Nazwa produktu
8 135 221 410	Pręt 12/500mm z gwintem M10 ze stali nierdzewnej
8 135 221 440	Pręt 12/1000mm z gwintem M10 ze stali nierdzewnej
8 135 221 460	Pręt 12/1500mm z gwintem M10 ze stali nierdzewnej
8 135 221 570	Łącznik do prętów 12mm z gwintem M10 ze stali nierdzewnej
8 135 221 580	Zaślepka do prętów 12mm z gwintem M10 ze stali nierdzewnej
8 135 221 610	Pręt przedłużający 12/500mm z gwintem M10 zewnętrznym i wewnętrznym ze stali nierdzewnej



Statyw laboratoryjny USBECK - łączniki elementów

Numer	Nazwa produktu
8 135 322 000	Łącznik krzyżowy, malowany proszkowo
8 135 322 020	Łącznik krzyżowy, odlew cynkowy
8 135 322 200	Łącznik krzyżowy obrotowy, malowany proszkowo
8 135 322 230	Łącznik krzyżowy obrotowy, niklowany
8 135 323 300	Łącznik krzyżowy do prętów do 20mm malowany proszkowo
8 135 323 600	Łącznik krzyżowy kulisty, malowany proszkowo
8 135 323 630	Łącznik krzyżowy kulisty, niklowany

Statyw laboratoryjny USBECK - łączniki elementów

Numer	Nazwa produktu
8 135 324 210	Łącznik krzyżowy graniasty malowany proszkowo
8 135 324 310	Łącznik krzyżowy hakowy niklowany




Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty hakowe

Numer	Nazwa produktu
8 135 422 500	Uchwyt hakowy malowany proszkowo
8 135 422 530	Uchwyt hakowy niklowany





Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty widlaste

Numer	Nazwa produktu
8 135 425 000	Uchwyt widlasty 0 - 80mm malowany proszkowo
8 135 425 030	Uchwyt widlasty 0 - 80mm niklowany
8 135 425 050	Uchwyt widlasty 0 - 80mm ze stali nierdzewnej




Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty kątowe

Numer	Nazwa produktu
8 135 425 100	Uchwyt kątowy 10 - 25mm malowany proszkowo
8 135 425 200	Uchwyt kątowy 13 - 40mm malowany proszkowo
8 135 425 300	Uchwyt kątowy 26 - 60mm malowany proszkowo
8 135 425 140	Uchwyt kątowy 10 - 25mm niklowany, ze szczękami pokrytymi winylem
8 135 425 240	Uchwyt kątowy 13 - 40mm niklowany, ze szczękami pokrytymi winylem
8 135 425 340	Uchwyt kątowy 26 - 60mm niklowany, ze szczękami pokrytymi winylem



Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty okrągłe


Numer	Nazwa produktu
8 135 425 400	Uchwyt okrągły 12 - 25mm malowany proszkowo
8 135 425 500	Uchwyt okrągły 20 - 40mm malowany proszkowo
8 135 425 600	Uchwyt okrągły 38 - 60mm malowany proszkowo
8 135 425 700	Uchwyt okrągły 30 - 80mm malowany proszkowo
8 135 425 440	Uchwyt okrągły 12 - 25mm niklowany, ze szczękami pokrytymi winylem
8 135 425 540	Uchwyt okrągły 20 - 40mm niklowany, ze szczękami pokrytymi winylem
8 135 425 640	Uchwyt okrągły 38 - 60mm niklowany, ze szczękami pokrytymi winylem
8 135 425 740	Uchwyt okrągły 30 - 80mm niklowany, ze szczękami pokrytymi winylem





Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty giętkie

Numer	Nazwa produktu
8 135 526 800	Uchwyt giętki 0 - 40mm trójpalczasty z uchwytem mocującym
8 135 526 820	Uchwyt giętki 12 - 25mm okrągły z uchwytem mocującym
8 135 526 840	Uchwyt giętki 0 - 40mm trójpalczasty z gwintem M10
8 135 526 860	Uchwyt giętki 12 - 25mm okrągły z gwintem M10





Statyw laboratoryjny USBECK - pierścienie

Numer	Nazwa produktu
8 135 629 000	Pierścień 70mm cynkowany - trzpień 8mm
8 135 629 010	Pierścień 100mm cynkowany - trzpień 8mm
8 135 629 020	Pierścień 130mm cynkowany - trzpień 8mm

Statyw laboratoryjny USBECK - zaciski

Numer	Nazwa produktu
8 135 728 250	Zcisk 60 - 170mm z pasem gumowym
8 135 728 300	Zcisk 40 - 120mm łańcuchowy
8 135 728 310	Zcisk 80 - 150mm łańcuchowy
8 135 728 320	Zcisk 100 - 170mm łańcuchowy




Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty trójpalczaste

Numer	Nazwa produktu
8 135 828 000	Uchwyt trójpalczasty 0 - 40mm odlew cynkowy ø trzpienia 8mm
8 135 828 010	Uchwyt trójpalczasty 0 - 40mm odlew cynkowy ø trzpienia 10mm
8 135 828 020	Uchwyt trójpalczasty 25 - 80mm odlew cynkowy ø trzpienia 10mm




Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty do chłodnic

Numer	Nazwa produktu
8 135 828 100	Uchwyt do chłodnic 30 - 80mm odlew cynkowy




Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty do biuret z łącznikiem


Numer	Nazwa produktu
8 135 828 410	Uchwyt do biuret pojedynczy z łącznikiem, niklowany
8 135 828 420	Uchwyt do biuret podwójny z łącznikiem, niklowany



Statyw laboratoryjny USBECK - uchwyty rolkowe do biuret

Numer	Nazwa produktu
8 135 828 610	Uchwyt do biuret pojedynczy rolkowy, aluminiowy
8 135 828 620	Uchwyt do biuret podwójny rolkowy, aluminiowy





Podstawka pod kolby okrągłodenne

Materiał: polipropylen.

Numer	Nazwa produktu
8 136 000 000	Podstawka pod kolby okrągłodenne o pojemności do 10 000ml

Uchwyt do termometrów

Numer	Nazwa produktu
8 137 000 000	Uchwyt do termometrów, polipropylenowy

Szczotki do probówek z włosia twardego , ze świńskiej szczeciny

Numer	Nazwa produktu
8 141 009 000	Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 9mm długość 300mm
8 141 012 000	Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 12mm długość 300mm
8 141 016 000	Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 16mm długość 300mm
8 141 020 000	Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 20mm długość 300mm
8 141 025 000	Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 25mm długość 300mm
8 141 030 000	Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 30mm długość 300mm

Szczotki do probówek z włosia miękkiego - koziego

Numer	Nazwa produktu
8 141 109 000	Szczotki z włosia miękkiego do probówek śr. 9mm z pędzelkiem - długość całkowita 350mm
8 141 112 000	Szczotki z włosia miękkiego do probówek śr. 12mm z pędzelkiem - długość całkowita 350mm
8 141 116 000	Szczotki z włosia miękkiego do probówek śr. 16mm z pędzelkiem - długość całkowita 350mm
8 141 120 000	Szczotki z włosia miękkiego do probówek śr. 20mm z pędzelkiem - długość całkowita 350mm

Szczotki do pipet z włosia miękkiego - koziego

Numer	Nazwa produktu
8 142 000 000	Szczotki do pipet

Szczotki do butelek z polipropylenu

Numer	Nazwa produktu
8 144 025 000	Szczotki do butelek pojemności 250ml - długość całkowita 300mm
8 144 050 000	Szczotki do butelek pojemności 500ml - długość całkowita 340mm
8 144 100 000	Szczotki do butelek pojemności 1000ml - długość całkowita 600mm

Szczotki ze świńskiej szczeciny, z bawełnianą główką

Numer	Nazwa produktu
8 145 010 000	Szczotki ze szczeciny, z bawełnianą główką średnicy 10mm - długość całkowita 220mm
8 145 015 000	Szczotki ze szczeciny, z bawełnianą główką średnicy 15mm - długość całkowita 250mm
8 145 020 000	Szczotki ze szczeciny, z bawełnianą główką średnicy 20mm - długość całkowita 260mm
8 145 025 000	Szczotki ze szczeciny, z bawełnianą główką średnicy 25mm - długość całkowita 270mm
8 145 050 000	Szczotki ze szczeciny, z bawełnianą główką średnicy 50mm - długość całkowita 320mm

Moździerz agatowe


Materiał: agat. Istnieje możliwość zamówienia moździerzy z agatu w innych wymiarach, jak również kul agatowych.

Numer	Nazwa produktu	ø czaszy [mm]	pojemność [ml]
8 161 060 000	Moździerz agatowy 60mm z pistelem	50	13
8 161 075 000	Moździerz agatowy 75mm z pistelem	60	24
8 161 100 000	Moździerz agatowy 100mm z pistelem	80	50
8 161 125 000	Moździerz agatowy 125mm z pistelem	105	100




Zaciskacz do węży laboratoryjnych

Numer	Nazwa produktu
8 192 000 000	Zaciskacz do węży śrubowy, metalowy



Etykiety laboratoryjne

Numer	Nazwa produktu
8 201 000 000	Etykieta laboratoryjna z nadrukiem 38 x 25mm (1000szt)
8 201 100 000	Etykieta laboratoryjna bez nadruku 38 x 25mm (1000szt)
8 202 000 000	Etykieta laboratoryjna z nadrukiem 60 x 40mm (1000szt)



Pisaki laboratoryjne wodoodporne grube

Odporne na działanie wody. Zmywalne pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych.

Numer	Nazwa produktu
8 211 100 000	Pisak wodoodporny gruby czarny
8 211 200 000	Pisak wodoodporny gruby czerwony
8 211 300 000	Pisak wodoodporny gruby niebieski
8 211 400 000	Pisak wodoodporny gruby zielony



Pisaki laboratoryjne wodoodporne cienkie

Odporne na działanie wody. Zmywalne pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych.

Numer	Nazwa produktu
8 212 100 000	Pisak wodoodporny cienki czarny
8 212 200 000	Pisak wodoodporny cienki czerwony
8 212 300 000	Pisak wodoodporny cienki niebieski
8 212 400 000	Pisak wodoodporny cienki zielony



Rękawice jednorazowe PCV

Numer	Nazwa produktu
8 221 100 000	Rękawice jednorazowe PCV damskie (100szt)
8 221 200 000	Rękawice jednorazowe PCV męskie (100szt)





Rękawice jednorazowe lateksowe pudrowane

Numer	Nazwa produktu	rozmiar
8.222.010.005	Rękawice jednorazowe XS (5) lateksowe pudrowane (100szt)	5
8.222.010.006	Rękawice jednorazowe S (6) lateksowe pudrowane (100szt)	6
8.222.010.007	Rękawice jednorazowe M (7) lateksowe pudrowane (100szt)	7
8.222.010.008	Rękawice jednorazowe L (8) lateksowe pudrowane (100szt)	8
8.222.010.009	Rękawice jednorazowe XL (9) lateksowe pudrowane (100szt)	9

Rękawice jednorazowe lateksowe bezpudrowe

Numer	Nazwa produktu	rozmiar
8.222.020.005	Rękawice jednorazowe XS (5) lateksowe bezpudrowe (100szt)	5
8.222.020.006	Rękawice jednorazowe S (6) lateksowe bezpudrowe (100szt)	6
8.222.020.007	Rękawice jednorazowe M (7) lateksowe bezpudrowe (100szt)	7
8.222.020.008	Rękawice jednorazowe L (8) lateksowe bezpudrowe (100szt)	8
8.222.020.009	Rękawice jednorazowe XL (9) lateksowe bezpudrowe (100szt)	9

Rękawice jednorazowe winylowe bezpudrowe

Numer	Nazwa produktu	rozmiar
8.222.030.005	Rękawice jednorazowe XS (5) winylowe bezpudrowe (100szt)	5
8.222.030.006	Rękawice jednorazowe S (6) winylowe bezpudrowe (100szt)	6
8.222.030.007	Rękawice jednorazowe M (7) winylowe bezpudrowe (100szt)	7
8.222.030.008	Rękawice jednorazowe L (8) winylowe bezpudrowe (100szt)	8
8.222.030.009	Rękawice jednorazowe XL (9) winylowe bezpudrowe (100szt)	9

Rękawice jednorazowe nitylowe bezpudrowe

Numer	Nazwa produktu	rozmiar
8.222.050.005	Rękawice jednorazowe XS (5) nitylowe bezpudrowe (100 szt)	5
8.222.050.006	Rękawice jednorazowe S (6) nitylowe bezpudrowe (100 szt)	6
8.222.050.007	Rękawice jednorazowe M (7) nitylowe bezpudrowe (100szt)	7
8.222.050.008	Rękawice jednorazowe L (8) nitylowe bezpudrowe (100szt)	8
8.222.050.009	Rękawice jednorazowe XL (9) nitylowe bezpudrowe (100szt)	9

Strzykawki iniekcyjne jednorazowego użytku

Strzykawki iniekcyjne jednorazowego użytku dwuelementowe, jałowe w standardzie Luer.

Numer	Nazwa produktu
8 231 002 000	Strzykawka iniekcyjna jednorazowa dwuczęściowa 2ml ogólnego zastosowania (100szt)
8 231 005 000	Strzykawka iniekcyjna jednorazowa dwuczęściowa 5ml ogólnego zastosowania (100szt)
8 231 010 000	Strzykawka iniekcyjna jednorazowa dwuczęściowa 10ml ogólnego zastosowania (100szt)
8 231 020 000	Strzykawka iniekcyjna jednorazowa dwuczęściowa 20ml ogólnego zastosowania (80szt)



Igły iniekcyjne jednorazowego użytku

Igły iniekcyjne jednorazowego użytku jałowe, w standardzie Luer.

Numer	Nazwa produktu
8 232 045 120	Igły iniekcyjne 0,45x12mm (100szt)
8 232 050 250	Igły iniekcyjne 0,50x25mm (100szt)
8 232 060 300	Igły iniekcyjne 0,60x30mm (100szt)
8 232 070 300	Igły iniekcyjne 0,70x30mm (100szt)
8 232 080 400	Igły iniekcyjne 0,80x40mm (100szt)
8 232 090 400	Igły iniekcyjne 0,90x40mm (100szt)
8 232 110 400	Igły iniekcyjne 1,10x40mm (100szt)
8 232 120 400	Igły iniekcyjne 1,20x40mm (100szt)



Węże laboratoryjne silikonowe

Materiał: silikon. Węże o wysokiej odporności chemicznej.

Numer	Nazwa produktu
8 251 041 000	Laboratoryjny wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 4mm o grubości ścianki 1,0mm (1mb)
8 251 051 500	Laboratoryjny wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 5mm o grubości ścianki 1,5mm (1mb)
8 251 061 500	Laboratoryjny wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 6mm o grubości ścianki 1,5mm (1mb)
8 251 072 000	Laboratoryjny wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 7mm o grubości ścianki 2,0mm (1mb)
8 251 082 000	Laboratoryjny wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 8mm o grubości ścianki 2,0mm (1mb)
8 251 092 000	Laboratoryjny wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 9mm o grubości ścianki 2,0mm (1mb)
8 251 102 000	Laboratoryjny wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 10mm o grubości ścianki 2,0mm (1mb)




Wskaźnik przepływu cieczy

Do oszacowania wielkości przepływu powietrza i cieczy. Max temperatura pracy 50C.

pozycja zamocowania pozioma - min przepływ dla powietrza 3 l/min dla cieczy 50 ml/min
pozycja zamocowania pionowa - min przepływ dla powietrza 8 l/min dla cieczy 140 ml/min

Numer	Nazwa produktu
8 260 000 000	Wskaźnik przepływu cieczy



Uchwyt do pojemników

Materiał: guma silikonowana.

Numer	Nazwa produktu
8 270 000 000	Hot-lapka - Uchwyt do pojemników o temperaturze -57 do +260C





Uszczelki filtracyjne TULIPAN

Materiał: neopren. Sprzedaż w kompletach 7szt. wg. poniższej specyfikacji:

kompletacja			
ilość szt	Φ zewn. [mm]	Φ wewn. [mm]	wys. [mm]
1	21/11	17/7	21
1	27/16	22/11	22
1	37/22	31/16	25
1	46/29	39/22	29
1	58/38	50/30	35
1	69/45	60/36	40
1	86/57	75/46	45

Numer	Nazwa produktu
8 280 000 000	Uszczelki filtracyjne TULIPAN



Pojemniki na lód

Wyposażone w pokrywkę i dwustronny uchwyt. Posiadają wspaniałe własności izolacyjne. Mogą być używane z suchym lub rozdrobnionym lodem lub substancjami schładzającymi. Odporne na ciekły azot. Średnica pojemnika 270mm, wysokość 200mm, grubość ścianki około 15mm. Pojemność 4,5 l.

Numer	Nazwa produktu
8 310 000 000	Pojemnik na lód



Pojemnik na materiały biologiczne

Przeznaczony do transportu materiałów biologicznych w myśl zaleceń bezpieczeństwa. Wykonany zgodnie z zaleceniami WHO. W całości autoklawowalny. Wyposażony w uszczelkę silikonową, cztery klamry zatrzaskowe i w uchwyt ze stali nierdzewnej. Dodatkowy koszyk z drutu ze stali nierdzewnej pozwala na umieszczenie do 10 pojemników do transportu moczu 150ml i 3 pojemników na kał o średnicy 25mm.

Numer	Nazwa produktu
8 321 000 000	Pojemnik do transportu materiałów biologicznych
8 322 000 000	Statyw do pojemnika do transportu materiałów biologicznych



Zaciski do połączeń szlifowanych

Numer	Nazwa produktu
8 331 000 000	Zacisk do połączeń szlifowanych 10/19mm czarny
8 332 000 000	Zacisk do połączeń szlifowanych 14/23mm żółty
8 333 000 000	Zacisk do połączeń szlifowanych 19/26mm niebieski
8 334 000 000	Zacisk do połączeń szlifowanych 24/29mm zielony
8 335 000 000	Zacisk do połączeń szlifowanych 29/32mm czerwony
8 336 000 000	Zacisk do połączeń szlifowanych 34/35mm pomarańczowy
8 337 000 000	Zacisk do połączeń szlifowanych 45/40mm brązowy

Ociekacz na szkło laboratoryjne

Ociekacz o wymiarach 630 x 450 x 110mm, wykonany z polistyrenu o wysokiej odporności. W komplecie znajduje się 72 szt wieszaków standardowych o przekroju 15mm i 11 szt wieszaków małych o przekroju 6mm przeznaczonych do szkła laboratoryjnego z wąską szyjką.

Numer	Nazwa produktu
8422000000	Ociekacz na szkło laboratoryjne

